



激光共聚焦 (CLSM) 送样单

实验基本信息	
客户姓名：	送样单号：
样品数量以及编号：	
实验项目：1、激光共聚焦拍照；2、激光共聚焦 3D 成像；3、激光共聚焦活细胞成像；4、激光共聚焦拍照 Large Image 拼图	
1 激光共聚焦拍照	
拍照倍数：100×、200×、400×、600× (water) 、1000× (oil)	
*不同样品是否需要保持放大倍数一致，或需要与之前预约的订单保持放大倍数一致，请在此注明，如没有要求则拍摄时根据样品情况调整。	
*如同一样品超出指定拍照数量，会增加拍摄时间和费用。	
*观察样品整体的分布（建议放大 100 倍、200 倍）。	
*观察荧光在细胞内的分部（建议放大 600 倍、1000 倍）。	
*可以拍红光、绿光、粉光	
观察对象：*如 Hela 细胞；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、拟南芥根尖、烟草叶片、小鼠眼球视网膜等。 附上预实验荧光图或文献参考图：*更便于拍摄目的对象。	
预期结果：*如跟预期结果不同，是否能接受按实际情况拍摄。	
其他要求：	